

Questions fréquemment posées

Puis-je faire confiance à la méthode Essure ?

Oui, Essure est efficace à 99,8 %. Durant les quatre années du suivi des essais cliniques, aucune grossesse n'a été rapportée parmi les utilisatrices d'Essure.

L'intervention est-elle douloureuse ?

Habituellement, non. Certaines femmes signalent un inconfort ou des crampes légères, similaires à celles d'un cycle menstruel normal, lors de l'intervention ou après celle-ci.

Quand puis-je rentrer chez moi et reprendre mes activités ?

Vous pouvez rentrer chez vous après une courte période d'observation suivant l'intervention et quasiment toutes peuvent reprendre vos activités habituelles en moins d'une journée.

La méthode Essure est-elle réversible ?

Non, la méthode Essure n'est pas réversible. Comme pour la ligature des trompes, Essure est une contraception définitive. Vous devez donc être certaine que vous ne souhaitez plus avoir d'enfant.

Aurai-je encore mes règles ?

Oui, votre corps reprendra son cycle naturel. Certaines utilisatrices d'Essure trouvent que leurs règles ont changé par la suite, devenant plus ou moins importantes. Ces modifications sont souvent temporaires et résultent habituellement de l'arrêt du traitement hormonal.

Quelle est la composition des micro-implants ?

Les micro-implants sont composés de fibres de polyéthylène, de nickel-titane et d'acier inoxydable. Ces matériaux ont fait l'objet d'études et sont fréquemment utilisés depuis de nombreuses années en cardiologie (stents) et dans d'autres spécialités.

La stérilisation à visée contraceptive est-elle autorisée en France ?

Oui. La stérilisation à visée contraceptive est autorisée en France depuis la loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001.

Pour plus d'informations, consultez : www.essure.fr

- Comparez la méthode Essure aux autres formes de contraception
- Ou écrivez-nous par e-mail à info@essure.fr pour trouver un médecin formé à Essure près de chez vous

33 (0)1 30 84 75 15

Considérations

- Essure est une méthode contraceptive définitive qui n'est pas réversible.
- Aucune forme de contraception ne doit être considérée comme étant efficace à 100 %.
- Il peut arriver que la pose des implants soit impossible.
- Une contraception doit être utilisée pendant les trois mois qui suivent l'intervention jusqu'au test de contrôle validé par votre chirurgien.
- Après l'intervention peuvent survenir des crampes ou des douleurs, des nausées ou des vomissements, des étourdissements, ainsi que des saignements ou « spotting ».
- Un second contrôle est parfois nécessaire : une radiographie est effectuée après injection d'un produit de contraste dans l'utérus. Il permet de vérifier le bon positionnement des implants et l'obturation des trompes de Fallope.

Vous ne pouvez pas choisir Essure si vous souhaitez d'autres enfants à l'avenir, si vous êtes enceinte ou susceptible de l'être, si vous avez déjà subi une ligature des trompes, si vous n'êtes pas disposée à effectuer le test de confirmation Essure de suivi.

Comme toute intervention, la méthode Essure comporte certains risques. Pour plus d'informations, discutez-en avec votre médecin avant de prendre votre décision ou consultez le site : www.essure.fr.

Essure, une nouvelle étape de votre vie qui vous libère de toute contrainte contraceptive.


essure® YOUR FAMILY IS COMPLETE.
YOUR CHOICE IS CLEAR.™

Conceptus® SAS, 7 rue du Maréchal Foch,
78 000 Versailles France
Tél : 33 (0)1 30 84 75 15 Fax : 33 (0)1 39 50 24 71
info-europe@conceptus.com

©2008 Tous droits réservés. Conceptus et Essure sont des marques déposées et Your Family Is Complete Your Choice Is Clear (« Votre famille est au complet, votre choix est clair ») est une marque de service de Conceptus, Inc. CC-1883-03 07NOVO8F

Vous êtes heureuse avec votre famille, choisissez Essure®

Essure est une méthode contraceptive douce et définitive qui ne nécessite ni hormone, ni incision et évite les risques associés à une ligature des trompes.



Consultez www.essure.fr ou appelez le 33 (0)1 30 84 75 15 **essure**®
YOUR FAMILY IS COMPLETE.
YOUR CHOICE IS CLEAR.™

Qu'est-ce qu'Essure ?

Essure® est une méthode contraceptive définitive dont l'objectif est de boucher les trompes de Fallope pour empêcher la fécondation de l'ovule par un spermatozoïde et ainsi éviter toute grossesse. Cette intervention douce peut être réalisée dans un établissement de soins de santé privé ou public en environ 13 minutes.*

Bénéficiant de la confiance des femmes et des médecins depuis 2001 en France, Essure utilise une technologie de pointe qui agit avec votre corps pour créer une barrière naturelle. C'est une méthode révolutionnaire qui vous libère de votre traitement contraceptif.



La méthode Essure implique la mise en place de micro-implants souples dans les trompes de Fallope. Ces implants sont fabriqués depuis de nombreuses années à partir de matériaux utilisés en cardiologie (stents) et dans d'autres spécialités.

Essure apporte aux femmes ce qu'aucun autre moyen de contraception ne leur a jamais donné

- Pas d'incision, pas de cicatrice
- Ne nécessite pas d'anesthésie générale
- Récupération rapide
- Pas d'hormone
- Pas d'inquiétude – votre médecin pourra confirmer que vous pouvez compter sur Essure pour assurer votre contraception
- Rapidité de l'intervention – environ 13 minutes*

... Ainsi vous aurez la liberté de vous consacrer à votre famille et à votre vie quotidienne.

Comparaisons avec Essure

	Essure	Pilule	Stérilet	Ligature des trompes
Sans hormone	✓		**	✓
Sans incision	✓	✓	✓	✓
Définitif	✓			✓
Ne nécessite pas d'anesthésie générale	✓	✓	✓	
Récupération rapide (en 1 à 2 jours voire moins)	✓	✓	✓	


Contrairement à certaines formes de contraception, Essure empêche l'ovule et le spermatozoïde de se rencontrer. Ainsi, aucune fécondation ne se produit.

*Durée moyenne d'une hystérocopie.

**Certains stérilets utilisent des hormones, d'autres non.

Comment fonctionne Essure ?

1 Un gynécologue formé à la technique Essure introduit les micro-implants dans les trompes de Fallope par les voies naturelles (vagin et col de l'utérus). Aucune incision n'est nécessaire.



2 Au cours des semaines qui suivent, une réaction naturelle se produit autour des micro-implants et bouche les trompes. Celle-ci empêche les spermatozoïdes d'atteindre l'ovule de sorte que toute fécondation devient impossible. Les ovaires continueront à libérer des ovules mais ceux-ci seront résorbés naturellement par l'organisme.



3 Au bout de trois mois, il est nécessaire d'effectuer un test de confirmation, étape importante et incontournable de la procédure. Ce test permet de contrôler la bonne mise en place des micro-implants et vous libère de toute contrainte. Votre gynécologue vous donnera toutes les informations concernant ce contrôle.